



Guide d'utilisation du manuel de prélèvement Bio Med 21 (pour utilisateurs extérieurs)

SOMMAIRE :

1. Objet et domaine d'application.....	2
2. Abréviations / définitions	2
3. Texte de référence	2
4. Responsabilités.....	2
5. Version en ligne	2
5.1. Présentation de la page d'accueil.....	2
5.2. Recherche d'un examen.....	3
5.3. La fiche examen.....	4
5.4. Logos d'information.....	6
5.5. Présentation des documents.....	6
6. L'application smartphone.....	7

1. Objet et domaine d'application

Cette instruction décrit comment utiliser le manuel de prélèvement en ligne par un utilisateur extérieur à Bio Med 21.

2. Abréviations / définitions

Sans objet

3. Texte de référence

Sans objet

4. Responsabilités

Les personnes désignées pour paramétrer le logiciel sont responsables de sa mise à jour.


5. Version en ligne

5.1. Présentation de la page d'accueil

Pour accéder à Viskali depuis la page d'accueil du site www.biomed21.fr, cliquer sur « Infos analyses » :



Affichage ensuite de la page d'accueil :



1 : Icône de connexion : identifiant : adresse mail fournie au laboratoire

mot de passe : Infirmière.21 (à personnaliser à la première connexion)

2 : Barre de recherche des analyses

3 : Icône pour réaliser une recherche avancée

4 : Actualités : informations à l'attention des utilisateurs. La double flèche bleue permet de naviguer d'une actualité à l'autre

5 : Documents : documents utiles pour le prélèvement (préconisations de prélèvement, fiches de renseignements cliniques, guide des prélèvements)

6 : Mise à jour : information des dernières modifications apportées aux analyses

7 : Icône pour accéder à la présentation du manuel de prélèvement

5.2. Recherche d'un examen

Depuis l'accueil :

- ☞ entrer le nom d'une analyse dans la barre de recherche
- ☞ cliquer ensuite sur le nom de l'analyse choisie

La fenêtre de la fiche examen apparaît :

Connexion

Liste des examens

Retour

progestéron

+ Recherche avancée Rechercher

17 OH PROGESTERONE			
4 E 17 HYDROXY -PROGESTERONE, 17 OH P, PROGESTERONE 17 OH, 17 ALPHA HYDROXYPROGESTERONE, ALPHA HYDOXY PROGESTERONE	🕒	Ddr	🚚
17OHPRG			
PROGESTERONE			
PG		Ddr	
PRG			

Dans le cas d'une sous-traitance chez Eurofins, information fournie à l'aide d'un icône :

Q tacrolimus

+ Recherche avancée Rechercher

tacrolimus x

Effacer tous les filtres x

1 Examens trouvés

TACROLIMUS - FK506 - SANG TOTAL			
Adoport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf®, Protopic®, Tacrolimus FK506	📄	🧬	N

5.3. La fiche examen

BIO MED²¹
ANALYSES MEDICALES

Retour

Liste des examens

Connexion

Q progestéron

+ Recherche avancée Rechercher

17 OH PROGESTERONE			
4 E 17 HYDROXY -PROGESTERONE, 17 OH P, PROGESTERONE 17 OH, 17 ALPHA HYDROXYPROGESTERONE, ALPHA HYDOXY PROGESTERONE	🕒	Ddr	🚚
17OHPRG			
PROGESTERONE			
PG		Ddr	
PRG			

Sélectionner l'analyse désirée pour accéder à la fiche synthétique

Présentation d'une fiche synthétique contenant le contenant à remplir, les exigences pré-analytiques (délai et température) ainsi que la facturation (hors nomenclature ou pas) :

PROGESTERONE

Retour

Examen: PROGESTERONE

Synonymes: PG

Echantillon: Sérum

Contenant: x1 Tube sec SST avec séparateur de sérum

Préparation du patient: Jeûne non requis

Conditions d'acheminement au laboratoire (délai et T°C): 8 H à T° ambiante

Code NABM : 0334

Facturation:

Cotation	Tarification
B 47 - Code NABM : 0334	12,69 €
B 65	17,55 €

Accéder aux détails de la fiche

Présentation de la fiche détaillée :

Elle se découpe en 4 onglets: examen / facturation / pré-analytique / analytique

BIO MED 21
ANALYSES MEDICALES

Retour

FICHE EXAMEN
PROGESTERONE
Révisé le 15/01/2020 11:14:20

EXAMEN | FACTURATION | PRÉ ANALYTIQUE | ANALYTIQUE

Accueil | Présentation | **Examens** | Nos laboratoires | Actualités | Documents

VISKALI ACE

EXAMEN

Examen: PROGESTERONE

Synonymes: PG

Site d'accueil: TOUS

Fréquence / Délai de rendu: J0

Principales indications: Son rôle est de préparer l'utérus à la nidation, puis de préparer la glande mammaire à la lactation. Son dosage permet en cours de grossesse, de refléter l'activité placentaire. En dehors de ce cadre, la progesterone sera dosée dans l'exploration de troubles hormonaux. Elle est également utile pour la fécondation in vitro.

PRÉ ANALYTIQUE

Préparation du patient: Jeûne non requis

Informations cliniques (posologie, ...): Renseigner la date des dernières règles

Nature du prélèvement: Sang veineux

Echantillon: Sérum

Contenant: x1 Tube sec SST avec séparateur de sérum

Conditions d'acheminement au laboratoire (délai et T°C): 8 H à T° ambiante

Stabilité à température réfrigérée: 24 H à T° réfrigérée

FACTURATION

Cotation	Tarification
Code acte : 0334	
B 47 - Code acte : 0334	12,69 €
B 65	17,55 €
Total	30,24 €

ANALYTIQUE

Laboratoire exécutant: LBM BIO MED 21

Spécialité: HORMONOLOGIE

Méthode analytique: Immuno-enzymologie - DXI Beckman Coulter

Information du laboratoire exécutant :

FICHE EXAMEN
ELECTROPHORESE SERIQUE
Révisé le 03/01/2020 16:36:42

Retour

XAMEN FACTURATION PRÉ ANALYTIQUE ANALYTIQUE

EXAMEN

xamen	ELECTROPHORESE SERIQUE ELECTROPHORESE DES PROTEINES ELECTROPHORESE DES PROTIDES
synonymes	EDP ELP EPP PROTEINOGRAMME PROTIDOGRAMME QUANTIFICATION D'UN PIC MONOCLONAL
site d'accueil	TOUS
fréquence / Délai de rendu	J+1 sauf samedi
principales indications	L'électrophorèse des protéines sériques permet la séparation des protéines du sérum en 5 fractions. La répartition de ces différentes fractions apporte de nombreux renseignements qui aident au diagnostic dans le cadre de syndromes inflammatoires, cirrhotiques, néphrotiques, certaines maladies héréditaires, maladies auto-immunes, infections, cancers et myélomes.

FACTURATION

facturation	Code acte : 0570 Cotation B 50 - Code acte : 0570 Total	Tarifification 13,5 € 13,5 €
-------------	--	------------------------------------

PRÉ ANALYTIQUE

Préparation du patient	A jeun de préférence
Nature du prélèvement	Sang veineux
Echantillon	Sérum
Contenant	 x1 Tube sec SST avec séparateur de sérum
Conditions d'acheminement au laboratoire (délai et T°)	8 H à T° ambiante

ANALYTIQUE


Laboratoire exécutant	LBM MEDLAB
Spécialité	PROTEINES
Méthode analytique	Electrophorèse capillaire - Capillarys 3 Tera SEBIA

5.4. Logos d'information

Pour certaines informations (jeune, transport...) des logos sont ajoutés à la fiche examen. En survolant ces logos un descriptif apparaît.

<p>PROLACTINE PROLACTINE POOLEE (voir préparation du patient), PRL PRL</p>			
<p>PROTEINE C ACTIVITÉ PC ACTIVITE, PROT C PTC</p>	  	  	

5.5. Présentation des documents



Accès aux préconisations de prélèvement (selles, ECBU, poéptest, addis ...)

Accès aux fiches de renseignements cliniques (Covid-19, EFS ...)

Accès au « guide de prélèvement » MU-PRÉL-INS-001 de Bio Med 21 avec accusé de lecture « AL »


6. L'application smartphone

Celle-ci est téléchargeable depuis Android et IOS

☞ Aller dans le Play Store et taper BioMed21 dans le module de recherche.



☞ Aller dans l' App Store et taper BioMed21 dans le module de recherche.




Une fois l'application ouverte, les informations essentielles et pratiques sont disponibles:

Page d'accueil



Menu



Liste des examens



Fiche examen

