

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE COVID-19

Des kits de prélèvement sont disponibles dans tous nos laboratoires. Ils contiennent un écouvillon avec milieu de transport et une fiche de renseignement clinique à compléter par vos soins.

➤ Protection du préleveur :

- Faire porter un masque chirurgical au patient à prélever
- Le préleveur s'équipe d'une surblouse, d'un masque FFP2, de lunette ou visière de protection et d'une paire de gants
- Pendant le prélèvement, faire baisser le masque pour dégager le nez en le laissant sur la bouche
- Une fois le prélèvement terminé, faire remettre le masque au patient
- Changer de gants entre chaque patient prélevé avec friction des mains au gel hydro-alcoolique (GHA).
- A la fin de la séance de prélèvement, enlever dans cet ordre : gants, sur-blouse puis faire une friction des mains au GHA puis enlever lunettes ou visière et le masque FFP2. Se laver les mains et poignets au savon si possible et finir par une friction des mains au GHA.

➤ Réalisation du prélèvement :

Retrouver une vidéo du geste technique sur le lien <https://youtu.be/RW3aa0Yd2oI>

- Le patient est assis tout le long du prélèvement
- Faire moucher le patient
- Demander au patient d'incliner légèrement la tête en arrière
- Identifier le milieu de transport
- Soulever la pointe du nez pour dégager l'orifice narinaire, tenir l'écouvillon par l'extrémité distale de la tige et l'insérer parallèlement au palais, sans toucher l'orifice narinaire
- Suivre le plancher de la fosse nasale et tourner l'écouvillon avant le retrait
- => Pour les enfants, prélèvement nasal peu profond
- Décharger l'écouvillon dans le milieu de transport en faisant 10 agitations/rotations et ensuite épuiser son contenu contre les parois du tube avant de le retirer
- Fermer le capuchon.
- Désinfecter le milieu de transport à l'alcool

➤ Transmission du prélèvement au laboratoire

- Mettre le milieu de transport bien fermé dans le sachet fourni avec un tampon ou buvard absorbant.
- Joindre la fiche de renseignements Covid-19 (merci de compléter impérativement toutes les informations) et éventuellement l'ordonnance dans la poche extérieure du sachet.
- Acheminer au laboratoire à T° ambiante dans les 6 heures

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE COVID-19

Des kits de prélèvement sont disponibles dans tous nos laboratoires. Ils contiennent un écouvillon avec milieu de transport et une fiche de renseignement clinique à compléter par vos soins.

➤ Protection du préleveur :

- Faire porter un masque chirurgical au patient à prélever
- Le préleveur s'équipe d'une surblouse, d'un masque FFP2, de lunette ou visière de protection et d'une paire de gants
- Pendant le prélèvement, faire baisser le masque pour dégager le nez en le laissant sur la bouche
- Une fois le prélèvement terminé, faire remettre le masque au patient
- Changer de gants entre chaque patient prélevé avec friction des mains au gel hydro-alcoolique (GHA).
- A la fin de la séance de prélèvement, enlever dans cet ordre : gants, sur-blouse puis faire une friction des mains au GHA puis enlever lunettes ou visière et le masque FFP2. Se laver les mains et poignets au savon si possible et finir par une friction des mains au GHA.

➤ Réalisation du prélèvement :

Retrouver une vidéo du geste technique sur le lien <https://youtu.be/RW3aa0Yd2oI>

- Le patient est assis tout le long du prélèvement
- Faire moucher le patient
- Demander au patient d'incliner légèrement la tête en arrière
- Identifier le milieu de transport
- Soulever la pointe du nez pour dégager l'orifice narinaire, tenir l'écouvillon par l'extrémité distale de la tige et l'insérer parallèlement au palais, sans toucher l'orifice narinaire
- Suivre le plancher de la fosse nasale et tourner l'écouvillon avant le retrait
- => Pour les enfants, prélèvement nasal peu profond
- Décharger l'écouvillon dans le milieu de transport en faisant 10 agitations/rotations ensuite épuiser son contenu contre les parois du tube avant de le retirer
- Fermer le capuchon.
- Désinfecter le milieu de transport à l'alcool

➤ Transmission du prélèvement au laboratoire

- Mettre le milieu de transport bien fermé dans le sachet fourni avec un tampon ou buvard absorbant
- Joindre la fiche de renseignements Covid-19 (merci de compléter impérativement toutes Les informations) et éventuellement l'ordonnance dans la poche extérieure du sachet.
- Acheminer au laboratoire à T° ambiante dans les 6 heures